

MEDfacts

Una serie de hechos de sanidad de parte de National Jewish Health®



Uso Del AeroChamber® Using an AeroChamber®

¿Cómo funciona el AeroChamber®?

Algunos medicamentos se respiran o “inhalan”. Cuando el medicamento se inhala, es depositado en las vías respiratorias que es allí donde se necesita. Usted y su doctor, pueden escoger de una variedad de medicamentos inhalados.

Algunas veces, es más fácil usar el inhalador colocando el aerosol (spray) dentro de un tubo o cámara (espaciador) Esto permite que el aerosol penetre mejor en los pulmones. El AeroChamber® es uno de éstos espaciadores. Es un tubo plástico con la parte final de goma sellada y una pieza que va en la boca con una válvula para controlar el aerosol (spray) El espaciador ayuda a enviar el medicamento a las pequeñas vías respiratorias en sus pulmones. El AeroChamber® es ideal para personas con asma, porque es pequeño y fácil de usar.

REGISTRESE AHORA

Para recibir gratis consejos de salud, investigaciones, maneras de apoyar nuestra misión, noticias y más en tu correo electrónico.

Visite njhealth.org/e-news
Para más información

¡Síguenos en el Web!

facebook

facebook.com/NJHealth

You Tube

youtube.com/NationalJewish

twitter

twitter.com/njhealth

Como Ensamblar el AeroChamber®

1. Quite las tapas de la pieza de la boca en el inhalador y el AeroChamber®.
2. Coloque la pieza de la boca del inhalador en la parte ancha sellada de goma al final del AeroChamber®.
3. Agite el inhalador y AeroChamber® para mezclar el medicamento.

Como Debe Usar el AeroChamber®

1. Respire suavemente hacia fuera (exhale)
2. Coloque la pieza de la boca en su boca entre los dientes y cierre los labios alrededor.
3. Apriete el inhalador una vez. El medicamento se rociará en el AeroChamber®.
4. Respire suave y profundamente, de 3 a 5 segundos. Si respira muy rápido, el AeroChamber® silbará.
5. Aguante la respiración por 10 segundos. Esto le dará tiempo al medicamento a llegar a las vías respiratorias.
6. Respire normalmente.

Repita los pasos del 1 al 6 cuando se le indique de hacerlo más de una vez.

Como Debe Limpiar y Cuidar su AeroChamber®

1. Limpie el AeroChamber® al menos una vez por semana. Límpielo más a menudo si es necesario. Límpielo con frecuencia para impedir que el medicamento se acumule dentro del AeroChamber®.
2. Deje correr agua tibia por la parte de atrás del AeroChamber®. No lo lave en el lavaplatos.
3. Deje secar el AeroChamber® al aire libre sobre un paño limpio. Espere que se seque antes de guardarlo. No coloque el AeroChamber® cerca del calor. Con el tiempo, la tapa de la válvula se pondrá dura y comenzará a ondularse. Si esto sucede, reemplace el AeroChamber®.

Nota: esta información se proporciona como un servicio educativo de NATIONAL JEWISH HEALTH

No es el objetivo de este folleto sustituir la atención médica profesional.

©Copyright April 1996

PTE127

